



扫描下图二维码，获取更多雅培 FGM 的使用小技巧。

感谢教程作者：@橙大妈



安装：NEXT→(后面的看截图) 剩下的都是 Next，直到 Finish



安装完毕





启动安装好的电脑软件，插入数据线，连接电脑和 Reader
这里需要耐心等待一会儿

注:

- 1、如果电脑无法连接到 Reader, 请确保电脑已经启动了“FreeStyle Libre”软件, 以及电脑 USB 接口工作正常。
- 2、如果更换 USB 接口依旧无法连接, 请卸载电脑软件, 清空注册表, 然后重新安装软件, 重复上述的连接步骤。
- 3、以上方法均无效请联系@小番茄


连接成功后, 选择你想看的报告,选择 Create Report



选择 View Report 看报告



为了方便, 可以保存 Save 或者打印 Print





保存完毕

分析数据，好好控糖。

与番茄一起，努力让血糖变更好。

番茄独家出品